



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Сабы Хурцилавы

**ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ**



- Ежедневные хирургические манипуляции
- Костные пластики
- Синус-лифтинг
- Закрытие рецессий

79 900 ₺


~~93 300 ₺~~

SIMKO

simkodent.ru
















+7-495-737-80-04

7378003@simkodent.ru



15 инструментов в стальной сетке
для хранения и стерилизации

Состав набора

D-0061.01	КЮРЕТАЖНАЯ ЛОЖКА ПО ЛУКАСУ Длина: 185 мм, ширина рабочих частей: 3 мм	
T-0099	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И УКЛАДКИ КОСТНОЙ ТКАНИ Длина: 180 мм, ширина рабочих частей: 5 мм	
P-0039M	РУКОЯТКА СКАЛЬПЕЛЯ, СТАЛЬНАЯ ПОСАДОЧНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЛЕЗВИЙ Длина: 160 мм	
S-0313.03	НОЖНИЦЫ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ, ПЛАВНОИЗГНУТЫЕ Длина: 135 мм, длина лезвий: 12 мм	
H-0151.12M	ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЙ СУНИВЕРСАЛЬНЫМ ЗАМКМ ТИТАНОВЫЙ, ПРЯМОЙ Длина: 165 мм, диаметр рукоятки: 8 мм, ширина кончиков: 1,5 мм	
F-0879.05	ПИНЦЕТ ТКАНЕВЫЙ ПЛАВНОИЗГНУТЫЙ, ТИТАНОВЫЙ Атравматичные рабочие части, длина: 175 мм, рабочая часть: 5 мм, ширина кончиков: 1,3 мм	
K-0132.02	КЮРЕТА ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА Длина: 185 мм, ширина рабочих частей: 3 мм	
K-0132.01	КЮРЕТА ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА Длина: 185 мм, ширина рабочих частей: 2,2 мм	
K-0131.01	КЮРЕТА ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА Длина: 185 мм, ширина рабочих частей: 2,8 / 3,4 мм	
D-0060.03	РАСПАТОР ТУННЕЛЬНЫЙ Длина: 185 мм, ширина рабочих частей: 2 мм	
K-0130	РАСПАТОР-ПИКА BUSER Длина: 180 мм, ширина распатора: 2,5 мм, ширина пики у основания: 2,5 мм	
D-0060	РАСПАТОР Длина: 180 мм, ширина рабочей части: 11 мм, ширина режущей кромки: 23 мм	
K-0135	КОСТНЫЙ СКРЕБОК BUSER Длина: 180 мм, ширина рабочих частей: 4 мм / 7 мм	
P-0034	ЗОНД ДВУСТОРОННИЙ Длина: 180 мм, длина градуированной рабочей части: 18 мм, толщина кончика рабочей части: 0,5 мм	
W-0032	МИКРОЧАШКА СТАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАМЕШИВАНИЯ	
G-0030	СЕТКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ СТАЛЬНАЯ Размер: 275x202x35	