

multipro®

Решения для балочных конструкций



Абатмент, который меняет все

MultiPro® - это линейка титановых трансгингивальных абатментов для системы VEGA и VEGA+ KLOCKNER®, специально разработанных для восстановления зубного ряда при частичной или полной адентии.

MultiPro® - абатменты и другие компоненты системы анодированы для улучшения эстетики конечной реставрации.

Они имеют вертикальные внешние канавки, которые служат для чёткой и точной идентификации высоты абатмента **MultiPro®**, доступного в размерах 1, 2, 3 и 4 мм.

Абатменты **MultiPro®** разработаны для работы в цифровом протоколе как в лаборатории, так и в клинике. Цифровые библиотеки системы **MultiPro®** разработаны, чтобы обеспечить открытый рабочий процесс и использовать все возможности дизайна реставраций.



Библиотека Exocad

Разные решения




^{screw}
medpro®

Усиленный винт диаметром 1,6 мм.



^{360°}
medpro®

Коррекция угла наклона до 30°



i-medlocate®

Абатменты для внутриротового сканирования



analōg^{pro}

Аналоги для 3D-печатных моделей
и сканирования



88 001 29 3D Аналог абатмента MultiPro A-MP1

Новая концепция абатмента

multipro

Внутренний винт M1.6
для повышенной
устойчивости к поломке

Единое звездчатое соединение

До 4 вертикальных канавок
для идентификации высоты абатмента


Коррекция угла до 30°
для оптимальной оси
установки реставрации

4 варианта высоты профиля прорезывания

Уменьшенный диаметр (макс. 4 мм)

89 01 01 Vega абатмент MultiPro NV GH1 мм
89 01 02 Vega абатмент MultiPro NV GH2 мм
89 01 03 Vega абатмент MultiPro NV GH3 мм
89 01 04 Vega абатмент MultiPro NV GH4 мм
89 01 05 Vega абатмент MultiPro RV GH1 мм
89 01 06 Vega абатмент MultiPro RV GH2 мм
89 01 07 Vega абатмент MultiPro RV GH3 мм
89 01 08 Vega абатмент MultiPro RV GH4 мм
(поставляются с винтами)

Анодированная
поверхность для эстетики



exocad

zshape



MEDIT

СКОРО



Скан-маркеры

82 02 01 07 i-MP1 H4 мм

82 02 01 08 i-MP2 H6 мм



4mm



6mm

Скан-маркеры (4 мм и 6 мм) обеспечивают точную интеграцию с цифровыми технологиями. Разная высота позволяет адаптироваться к клиническим задачам.

Титановые основания

84 01 37-1

84 01 37-2



GH 0,5 мм

screw
proстандартный
винт в комплекте360°
proвинт MP360
в комплекте

Титановые основания обеспечивают биосовместимую опору для протеза, гарантируя долгосрочную стабильность импланта.

Временные титановые основания

84 01 37 P-1

84 01 37 P-2



GH 0,5 мм

screw
proстандартный
винт в комплекте360°
proвинт MP360
в комплекте

Временное титановое основание сохраняет эстетику и функциональность протеза на период заживления и изготовления окончательной реставрации.

Формирователь десны

89 50 01



H4 мм

Формирователь десны используется на этапе остеоинтеграции импланта, создавая оптимальные условия для фиксации абатментов.

85 001 12 Стандартный винт MultiPro звездчатый

86 001 12 Винт MultiPro MP360 с угловой шахтой



thinking pro

SIMKO

Эксклюзивный дистрибьютор в России
Группа компаний «СИМКО»
Москва, Нижний Сусальный пер. д. 7, стр. 7
Тел.: +7 495 737 80 04
orders@simkodent.ru
simkodent.ru

rchimedes®